



BESCHREIBUNG	2-6
---------------------	------------

D

ZUSAMMENBAU & TRANSPORT	7
------------------------------------	----------

VERWENDUNG DER FERNBEDIENUNGSEINHEIT	8-18
---	-------------

MECHANISCHE EINSTELLUNGEN	19-31
----------------------------------	--------------

ZUBEHÖR	32
----------------	-----------

PRODUKTINFORMATIONEN	33-35
-----------------------------	--------------

SICHERHEIT

SPRACHAUSWAHL
SIEHE SEITE 36

- Vor Benutzung unbedingt dieses Dokument lesen.
- Der Arzt bestimmt das Behandlungsprotokoll und überzeugt sich von der korrekten Ausführung (Einstellungen, Dauer und Häufigkeit der Anwendung).
- Im Interesse der maximalen Sicherheit soll die Fernbedienung stets dem Patienten überlassen werden.
- Wir empfehlen die Sperrung der Fernbedienungseinheit, bevor sie dem Patienten überlassen wird.
- **ACHTUNG - EXPLOSIONSGEFAHR:** Die KINETEC Centura darf nicht in Verbindung mit Narkosegas verwendet werden
- Prüfen Sie, ob sich die Steckdose in ordnungsgemäßem Zustand befindet und für die Aufnahme des Steckers des Netzkabels der Schiene geeignet ist. Der Stecker entspricht den geltenden Bestimmungen und verfügt dementsprechend über eine Erdung. Dieser Netzstecker kann an jede Steckdose angeschlossen werden, sofern diese über einen Erdungsanschluß verfügt. Verwenden Sie in diesem Sinne ausschließlich das zusammen mit dem KINETEC Gerät ausgelieferte Original-Netzkabel.
Achten Sie darauf, daß die Kabel in der Umgebung der Schiene stets frei verlaufen, um eine Beschädigung zu vermeiden.

Handbuch Nr.: 467896270 – Ausgabe vom 07/2003
KINETEC Centura – Serie 2-3

Kinetec ist eine Handelsmarke von AbilityOne.



BESCHREIBUNG

DEFINITION

Die KINETEC Centura™ ist ein Gerät zur PASSIVEN Mobilisation der SCHULTER und ermöglicht die Durchführung der folgenden Bewegungsabläufe :

- Abduktion / Adduktion von 20° bis 160° bei Stellung in Außenrotation.
- Abduktion / Adduktion von 20° bis 160° bei gebeugtem Ellenbogen.
- 60° Innenrotation bis 90° Außenrotation.
- Kombination von Abduktion / Adduktion von 20° bis 160° und Außenrotation von -30° bis 90°.
- Flexion / Extension von 20° bis 180°.
- Horizontale Abduktion von -30° bis 110° (Verfügbar auf Centura 5).

Indikationen

- Schultergelenk-Totalendoprothesen
- Operative Versorgung von rezidivierenden Schultergelenksluxationen
- Ruptur der Rotatorenmanschette
- Fraktur des Humeruskopfes
- Fraktur des Schulterblatts
- Akromioplastik
- Kapsulotomien
- Arthrolysen
- Synovektomie bei Arthritis
- Alle vor und postoperativen Versteifung des Gelenks Typen.

Klinische Vorteile

- Der Teufelskreis Trauma ⇒ Immobilisierung ⇒ Erguß ⇒ Atrophie wird wirksam durchbrochen.
- Vermeidung einer Versteifung des Gelenks.
- Schnelles Wiedererlangen eines guten Bewegungsumfangs und der Fähigkeit zur Durchführung von physiologischen Bewegungsabläufen.
- Verbesserung der Qualität der Gelenkoberfläche.
- Verminderung der postoperativen Schmerzen.
- Regeneration des Gelenkknorpels.
- Verkürzung des Krankenhausaufenthalts
- Senkung des Schmerzmittelverbrauchs.


Gegenanzeigen

- Deformation der Gelenkoberflächen
- Lähmung von Gliedmaßen (schlaff oder spastisch)
- Nicht stabilisierte Frakturen
- Infizierte oder nicht verheilte Wunden.
- Die Centura passt nicht für Patienten von mehr als 2 Metern und weniger als 1 Meter 40.

BESCHREIBUNG

ELEKTRISCHER ANSCHLUß

Die KINETEC Centura™ ist ein Gerät vom Typ B, Klasse 1. Prüfen Sie vor dem Anschluß des Geräts, ob die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild unterhalb des Schalters (2) übereinstimmt (100-240 V~ 50-60Hz).



Schließen Sie das Netzkabel an (1).


WICHTIG

Prüfen Sie, ob sich die Steckdose in ordnungsgemäßem Zustand befindet und für die Aufnahme des Steckers des Netzkabels der Schiene geeignet ist. Der Stecker entspricht den geltenden Bestimmungen und verfügt dementsprechend über eine Erdung. Dieser Netzstecker kann an jede Steckdose angeschlossen werden, sofern diese über einen Erdungsanschluß verfügt.

Verwenden Sie in diesem Sinne ausschließlich das zusammen mit dem KINETEC Gerät ausgelieferte Original-Netzkabel.

Achten Sie darauf, daß die Kabel in der Umgebung der Schiene stets frei verlaufen, um eine Beschädigung zu vermeiden.


Es ist gleich, mit welcher Buchse der jeweilige Anschluß verbunden wird. Die Funktion der jeweiligen Buchse wird dadurch nicht beeinflusst.



Einschalten

Betätigen Sie den Schalter EIN / AUS (2).

Die Lampe (3) leuchtet, die Schiene führt einen Selbsttest durch, und in der Anzeige erscheint nacheinander



Ihre KINETEC Centura ist nun bereit zum Einsatz.




Sicherheit

- Der Arzt bestimmt das Behandlungsprotokoll und überzeugt sich von der korrekten Ausführung (Einstellungen, Dauer und Häufigkeit der Anwendung) weil ein schlechte Installation des Patientes die Rehabilitation Qualität verschlechtern kann. Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind bei dem Einsatz der Kinetec Centura keine Risiken bzw. Nebenwirkungen zu erwarten.
- Der Patient kontrolliert die Funktionen Ein / Aus / Umkehrung mit Hilfe der Bedienungseinheit, siehe Seite 8.
- Die KINETEC Centura™ entspricht den Anforderungen der Direktive 93/42/CEE. Sie trägt das CE-Siegel.

- **Achtung – Zwischen den beweglichen Schienen und dem Motorgehäuse sowie an den Rohröffnungen besteht Verletzungsgefahr für die Finger!**

- **ACHTUNG BEI DER KABELVERLEGUNG FALSCHER STELLUNG**

RECHT STELLUNG



ACHTUNG - EXPLOSIONSGEFAHR :
Die KINETEC Centura™ darf nicht in Verbindung mit Narkosegas verwendet werden.



Im Fall von elektromagnetischen Interferenzen entfernen Sie die entsprechenden Geräte voneinander. Die KINETEC Centura™ entspricht den geltenden Normen (IEC 601.1.2) hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit von medizinischen Geräten.

BESCHREIBUNG

BESCHREIBUNG • Mechanik

Das KINETEC Centura™ besteht aus den folgenden Elementen


- 1 – Stuhl
- 2 – Sockel
- 3 – Rollen
- 4 – Haltegriff
- 5 – Schrauben zur Blockierung der Armlehne
- 6 – Armlehne
- 7 – Halterung der Fernbedienungseinheit



- 8 – Blockierung der Gleitschiene rechts / links
- 9 – Blockierung der Gleitschiene oben / unten
- 10 – Fixierung des Stuhls
- 11 – Blockierung des Abduktionsmotors
- 12 – Abduktionsmotor
- 13 – Blockierung der Einstellung für die Schultertiefe


BESCHREIBUNG

Schiene für Abduktion in Verbindung mit Rotation




- 14 – Blockierung der Einstellung für die Armlänge
- 15 – 90° Ellenbogenschiene
- 16 – Blockierung der 90° Ellenbogenschiene
- 17 – Rotationsmotor
- 18 – Blockierung des Rotationsmotors
- 19 – Blockierung der Einstellung für die Unterarmlänge
- 20 – Gleitschiene zur Einstellung der Unterarmlänge
- 21 – Blockierung des Auslegers zur Einstellung rechts / links
- 22 – Unterarmschiene

Schiene für Abduktion oder Flexion



- 18 – Blockierung der Halterung für die einstellbare Schiene
- 23 – Halterung für die einstellbare Schiene
- 24 – Blockierung der Einstellung der Flexion des Ellenbogens
- 25 – Armschiene
- 26 – Blockierung der Armschiene
- 27 – Blockierung der Einstellung der Unterarmlänge

Schiene für Horizontale Abduktion (Verfügbar auf Centura 5)





- 28 – Stange f. Horizontale Abduktion
- 29 – Blockierung der Einstellung für die Armlänge
- 30 – Blockierung des Halter für 90° Ellbogenschiene
- 31 – Halter für 90° Ellbogenschiene
- 32 – Blockierung der 90° Ellenbogenschiene
- 33 – Blockierung der Einstellung für die Unterarmlänge
- 34 – Gleitschiene zur Einstellung der Unterarmlänge

BESCHREIBUNG

BESCHREIBUNG • Elektrik

- 1 – Anschluß für das Netzkabel
- 2 – Sicherung
- 3 – Schalter Ein / Aus
- 4 – Schalter zur Blockierung der Fernbedienungseinheit
- 5 – Netz- / Störungskontrolleuchte
- 6 – Anschlüsse für Fernbedienungseinheit und Motoren
- 7 – Transporthalterung für Fernbedienungseinheit
- 8 – Fernbedienungseinheit



- 9 – Flüssigkristallanzeige
(2 Zeilen zu je 16 Zeichen)
- 10 – Taste zur Auswahl der Bewegung Flexion / Extension
- 11 – Taste zur Auswahl der Bewegung Abduktion / Adduktion
- 12 – Taste zur Auswahl der Bewegung Rotation
- 13 – Taste zur Auswahl der Bewegung Abduktion / Adduktion in Verbindung mit Rotation
- 14 – Taste zur Einstellung der unteren Grenze des Bewegungsumfangs
- 15 – Taste zur Einstellung der oberen Grenze des Bewegungsumfangs
- 16 – Tasten zur Veränderung der Funktionsparameter
- 17 – Taste zum Starten der Bewegung
- 18 – Taste zum Anhalten der Bewegung
- 19 – Taste zur Auswahl der KRAFT zur Umkehr der Bewegung
- 20 – Taste zur Auswahl der GESCHWINDIGKEIT
- 21 – Taste zur Auswahl der PAUSEN
- 22 – Taste zur Auswahl des TIMERS
- 23 – Taste zum Aufrufen des PROGRAMMIERMODUS
- 24 – Taste zur Auswahl der Bewegung Horizontale Abduktion.


ZUSAMMENBAU & TRANSPORT

Zusammenbau des Gestells

Entnehmen Sie alle Teile aus dem Karton.

Montieren Sie den Stuhl (1) auf dem Ständer (2)
Arretieren Sie ihn mit Hilfe des Bolzenverschlusses (3).

Installieren Sie den Abduktionsmotor (4) je nach dem zu behandelnden Arm auf der rechten bzw. linken Seite.



Alle weiteren Elemente werden je nach dem gewünschten Bewegungsablauf auf dem Stuhl montiert.

Transport der Schiene



Zur Erleichterung des Transports der Schiene verfügt der Stuhl über zwei Rollen (5) und über einen Haltegriff (6).

Führen Sie die Armauflage zur Platzersparnis und um ein unerwünschtes Kippen der Schiene zu vermeiden so weit wie möglich an den Stuhl heran.

Stellen Sie den Fuß wie in der Abbildung rechts gezeigt auf den Ständer, um die Schiene zu kippen.

Sie können den Haltegriff mit den Schrauben (7) verstellen.



VERWENDUNG DER FERNBEDIENUNGSEINHEIT

Sperren-Entsperren der Fernbedienung

Mit dieser Funktion kann der Arzt den Zugriff auf die Einstellung der Bewegungsparameter freigeben oder sperren.

Der Schalter (4) hat 3 Stellungen :



Stellung vollständig gesperrt

Es sind nur der Zugriff auf die Funktion START/STOP und das Ablesen der Gebrauchsparemeter möglich.



Stellung vollständig entsperrt

Alle Gebrauchsparemeter können verändert werden.



Stellung teilweise gesperrt

Es ist weiterhin möglich, das Programm zu wechseln und die unteren und oberen Grenzen des Bewegungsumfangs zu verändern. Die Funktion START/STOP bleibt ebenfalls immer verfügbar.

Doppelte Sperrung (Softwaresperrung)



Betätigen Sie gleichzeitig die Tasten  und , um die Fernbedienung zu verriegeln.

Auf der Anzeige erscheint "GESICHERT". Zur Entriegelung der Fernbedienung betätigen Sie gleichzeitig die Tasten  und . Auf der Anzeige erscheint "ENTSICHERT".

Jeder Versuch der Veränderung der Parameter bleibt erfolglos, und die folgenden Texte erscheinen auf der Anzeige : "SPERRE"

Wir empfehlen die Sperrung der Fernbedienungseinheit, bevor sie dem Patienten überlassen wird.

Funktion EIN / AUS / UMKEHRUNG

Das KINETEC Centura verfügt wie alle KINETEC-Geräte über die Funktion EIN/AUS/UMKEHRUNG.




Bei Betätigung dieser Taste auf der Fernbedienungseinheit wird die Bewegung unterbrochen.



Bei Betätigung dieser Taste auf der Fernbedienungseinheit erfolgt eine Umkehrung des Bewegungsablaufs.

WICHTIG : Im Interesse der maximalen Sicherheit soll die Fernbedienung stets dem Patienten überlassen werden.




VERWENDUNG DER FERNBEDIENUNGSEINHEIT

Stundenzähler

In dieser Funktion kann die abgelaufene Betriebsdauer seit der letzten Zähler-Nullstellung abgelesen werden.

Beginn	Betätigung der Tasten	Anzeige	Kommentar
Anhalten der Schiene		FLEX/EXT 50 STOP 15 100	Prüfen, ob der Schalter sich in der Stellung befindet  
Gleichzeitig auf die Tasten drücken	 	ZEIT KUM 0254H Reset: unt grenze	Anzeige die Betriebsdauer.
Um den Zähler in Nullstellung zu bringen, auf diese Taste drücken		ZEIT KUM 0254H Reset erlediet	Der Zähler befindet sich jetzt in Nullstellung.
Oder Verweilen Sie mehr als 5 Sekunden, so erlischt die Nullstellungsfunktion und die Betriebsdauer bleibt gespeichert.		FLEX/EXT 50 STOP 15 100	

Auswahl eines Bewegungsablaufs



Der Bewegungsablauf kann nur dann verändert werden, wenn die Schiene ausgeschaltet ist



und der Verriegelungsschalter sich in der Stellung "Entsperrung" befindet.  

Durch Betätigung der jeweiligen Taste wird der jeweilige Bewegungsablauf ausgewählt, und die entsprechende Leuchtdiode leuchtet auf.

ACHTUNG : Bei Auswahl eines Bewegungsablaufs springt das Gerät automatisch auf die voreingestellten Parameter für diesen Bewegungsablauf zurück (Werkseinstellungen).

Werkseinstellungen :

	 Abduktion	 Flexion/Extension	 Rotation	 Abduktion + Rotation	 Horizontale Abduktion*
• Unterer Grenzwert	30°	30°	0°	30° 0°	-30°
• Oberer Grenzwert	90°	100°	60°	100° 60°	60°
• Geschwindigkeit	2	2	2	2	2
• Kraft	6	6	6	6	6
• Extensionspause	0	0	0	0	0
• Flexionspause	0	0	0	0	0
• Timer	0	0	0	0	0

Mögliche Werte für jeden Parameter:

	Abduktion	Flexion/Extension	Rotation	Abduktion + Rotation	Horizontale Abduktion*
• Unterer Grenzwert	20° bis 155°	20° bis 175°	-60° bis 85° Außenrotation	20° bis 155°	-30° bis 85° Außenrotation
• Oberer Grenzwert	25° bis 160°	25° bis 180°	-55° bis 90° Außenrotation	25° bis 160°	-25° bis 90° Außenrotation
• Geschwindigkeit	1 bis 5 (von 50° bis 140° pro Minute)				
• Kraft	1 bis 6				
• obere Pause	0 bis 900 Sekunden (15 Minuten)				
• untere Pause	0 bis 900 Sekunden (15 Minuten)				
• Timer	Inaktiv (00:00 h) bis 24:00 h				

* Verfügbar auf Centura 5 oder in option.

VERWENDUNG DER FERNBEDIENUNGSEINHEIT

Einstellung der Parameter für einen einfachen Bewegungsablauf



Beginn	Betätigung der Tasten	Anzeige	Kommentar
Anhalten der Schiene		ROTATION 0 STOP 0 60	Prüfen, ob der Schalter sich in der Stellung befindet
Auswahl des gewünschten Bewegungsablaufs		Abd/add 30 STOP 90 90	Auf der Anzeige erscheint der neue gewählte Bewegungsablauf und die für diesen Bewegungsablauf voreingestellte obere und untere Grenze des Bewegungsumfangs.
oder		ROTATION 0 STOP 0 60	
oder		FLEX/EXT 30 STOP 89 100	
Oder (für Centura 5)		ABD HOR 30 STOP 50 60	Auf der Anzeige erscheint „NICHT VERFUGBAR“ wenn sie nicht die Horizontale Abduktion Zubehör haben.
Anzeige des unteren Grenzwerts des Bewegungsumfangs		FLEX/EXT 30 STOP 89 100	Der Wert blinkt.
Bei Bedarf Veränderung des unteren Grenzwerts		FLEX/EXT 50 STOP 89 100	Der neue Wert blinkt
Zur Bestätigung des neuen Werts eine andere Taste betätigen oder länger als 3 Sekunden warten.		FLEX/EXT 50 FLEX 89 100 FLEX/EXT ZEIT 00HOOMIN FLEX/EXT GESCHW 0 FLEX/EXT KRAFT: _ ■ ■ ■	Die Werte blinken. Die Tasten betätigen, um sie bei Bedarf zu verändern.
oder		FLEX/EXT PAUSOBEN 00S	Der Wert für die Pause bei Erreichen des oberen Grenzwerts des Bewegungsumfangs blinkt.
Bei Bedarf Änderung der Pause bei Erreichen des oberen Grenzwerts des Bewegungsumfangs.		FLEX/EXT PAUSUNIEN 10S	Der neue Wert für die Pause bei Erreichen des oberen Grenzwerts des Bewegungsumfangs blinkt.
Bestätigung und Anzeige der Pause bei Erreichen des unteren Grenzwerts des Bewegungsumfangs		FLEX/EXT PAUSUMIEN 00S	Der Wert für die Pause bei Erreichen des unteren Grenzwerts des Bewegungsumfangs blinkt.
Bei Bedarf Änderung der Pause bei Erreichen des unteren Grenzwerts des Bewegungsumfangs.		FLEX/EXT PAUSUNIEN 10S	Der neue Wert für die Pause bei Erreichen des unteren Grenzwerts des Bewegungsumfangs blinkt.
Zur Bestätigung des neuen Werts eine andere Taste betätigen oder länger als 3 Sekunden warten, bis auf der Anzeige wieder der gewählte Bewegungsablauf erscheint		FLEX/EXT 30 STOP 89 100	Die Schiene kann nun mit den veränderten Parametern in Gang gesetzt werden.

VERWENDUNG DER FERNBEDIENUNGSEINHEIT

Einstellung der Parameter bei gekoppelten Bewegungsabläufen



Beginn	Betätigung der Tasten	Anzeige	Kommentar
Anhalten der Schiene		FLEX/EXT 50 STOP 15 100	Prüfen, ob der Schalter sich in der Stellung befindet
Auswahl der gewünschten gekoppelten Bewegung	 abd/add+rot	SYNC ABD ROT 30 STOP 15 100	Das Blinken der Anzeige "ABD" bedeutet, daß sich die angezeigten Grenzwerte auf den Bewegungsablauf "Abduktion" beziehen. Zur Veränderung dieser Werte wie bei einfachen Bewegungsabläufen vorgehen.
Ein zweites Mal die Taste Betätigen	 abd/add+rot	SYNC ABD ROT 0 STOP 0 90	Das Blinken der Anzeige "ROT" bedeutet, daß sich die angezeigten Grenzwerte auf den Bewegungsablauf "Rotation" beziehen. Zur Veränderung dieser Werte wie bei einfachen Bewegungsabläufen vorgehen.

Regeln zur Einstellung der Synchronisation :

- Der Umfang der Rotation ist kleiner als der Umfang der Abduktion oder höchstens genauso groß.
- 1° Abduktion ist begleitet von 1° Rotation.
- Wenn der Umfang der Rotation geringer als der Umfang der Abduktion ist, erstreckt sich die Synchronisation auf den oberen Teil des Bewegungsumfangs.

Beispiel : Abduktion von 30° bis 100°
Rotation de 50° bis 90°



Bemerkungen :

- Geschwindigkeit, Kraft, Pausen und der Timer gelten für beide Bewegungskomponenten und werden wie bei einfachen Bewegungsabläufen eingestellt.
- Die Pausen liegen am unteren und/oder oberen Grenzwert des Bewegungsablaufs Abduktion/Adduktion.
- Bei wiederholter Betätigung der Taste für gekoppelte Bewegungsabläufe werden nacheinander die Grenzwerte für die Abduktion bzw. die gekoppelte Rotation angezeigt.
- Bei laufender Schiene ist nur die Veränderung des oberen Grenzwerts des Bewegungsablaufs erlaubt.

VERWENDUNG DER FERNBEDIENUNGSEINHEIT

Verwendung der Programme

Das KINETEC Centura bietet die Möglichkeit, bis zu 16 Programme (nummeriert von 1 bis 16) zu speichern (einschließlich Art des Bewegungsablaufs mit Bewegungsumfang, Geschwindigkeit, Kraft, Pausen und Dauer).

Ab Werk enthalten diese Programme keinerlei Werte, sondern diese können zu jedem beliebigen Zeitpunkt verändert und gespeichert werden (siehe Kapitel "Eingabe eines Programms" auf Seite 14).

Auswahl eines Programms :

Beginn	Betätigung der Tasten	Anzeige	Kommentar
Anhalten der Schiene		FLEX/EXT 0 STOP 0 60	Prüfen, ob der Schalter sich in der Stellung  oder  befindet 
Zugang zum Programmiermodus		PROGRAMM 1 0 ROTATION 60	Blinken der Nummer des Programms
Bei Bedarf Wechseln des Programms	 Oder 	PROGRAMME Nr. 3 0 FLEX/EXT 60	Blinken der neuen Nummer des Programms
Bestätigung und Verlassen des gewählten Programms		ROTATION 0 STOP 0 60	Alle aktuellen Parameter entsprechen den vorher in Programm 3 gespeicherten Parametern.
oder Verlassen ohne Bestätigen des gewählten Programms		FLEX/EXT 0 STOP 0 60	Rückkehr zu den Ausgangsparametern
Inbetriebnahme der Schiene		FLEX/EXT 0 RUN 0 60	Der augenblicklich eingestellte Winkel verändert sich im Verlauf der Bewegung.

Bemerkungen :

- Die Werte auf der Anzeige dienen zur Orientierung. Sie hängen in Wirklichkeit von den gespeicherten Programmen ab.
- Die Parameter des aktuellen Bewegungsablaufs können verändert werden, aber es werden keine Veränderungen in dem ursprünglichen Programm gespeichert. Die Programme können nur im Programmiermodus verändert werden (siehe Seite 14).

VERWENDUNG DER FERNBEDIENUNGSEINHEIT

AbleSEN der Werte eines Programms : Beispiel GESCHWINDIGKEIT

BegInn	Betätigung der Tasten	Anzeige	Kommentar
Anhalten der Schiene			Prüfen, ob der Schalter sich in der Stellung  Oder  befindet
Zugang zum Programmiermodus			Blinken der Nummer des Programms
Bei Bedarf Wechseln des Programms	 Oder 		Blinken der neuen Nummer des Programms
Anzeige der Geschwindigkeit			Anzeige der Geschwindigkeit.
Nach 15 Sekunden oder nach Betätigen der Taste eines anderen Parameters			
Bestätigung und Verlassen des gewählten Programms			Alle aktuellen Parameter entsprechen den vorher in Programm 3 gespeicherten Parametern.
Inbetriebnahme der Schiene			Der augenblicklich eingestellte Winkel verändert sich im Verlauf der Bewegung.

Bemerkungen :

- Die Werte auf der Anzeige dienen zur Orientierung. Sie hängen in Wirklichkeit von den gespeicherten Programmen ab.
- Die Parameter des laufenden Bewegungsablaufs können verändert werden.
- In dem ursprünglichen Programm werden keine Veränderungen gespeichert. Die Programme können nur im Programmiermodus verändert werden (siehe Seite 14).

VERWENDUNG DER FERNBEDIENUNGSEINHEIT

PROGRAMMIERMODUS : Eingabe eines Programms

Beginn	Betätigung der Tasten	Anzeige	Kommentar
Ausschalten der Schiene			Prüfen, ob der Schalter sich in der Stellung befindet 
Gleichzeitig die 2 Tasten betätigen und einschalten	 	KINETEC CENTURA V3.2	Begrüßungstext während 3 Sekunden
Danach		PROGRAMM 3 leer	Blinken der Nummer des Programms
Bei Bedarf Ändern des Programms	  Oder	PROGRAMM 10 30 abd/add	Blinken der neuen Nummer des Programms
Wahl des Bewegungsablaufs		PROGRAMM 10 30 ABD/ADD	
oder		PROGRAMM 10 0 ROTATION	Auf der Anzeige erscheint der gewählte Bewegungsablauf. Die Nummer des Programms blinkt weiterhin.
oder		PROGRAMM 10 30 FLEX/EXT	
oder	 abd/add+rot	PROGRAMM 10 30 SYNC ABD	
Oder (für Centura 5)		PROGRAMM 10 30 ABD HOR	Auf der Anzeige erscheint „NICHT VERFUGBAR“ wenn sie nicht die Horizontale Abduktion Zubehör haben.
Anzeige des unteren Grenzwerts des Bewegungsablaufs		PROGRAMM 10 30 SYNC ABD 100	Blinken des Wertes
Bei Bedarf Veränderung des unteren Grenzwerts	  Oder	PROGRAMM 10 40 SYNC ABD 100	Blinken des neuen Wertes
Zur Bestätigung des neuen Wertes eine andere Taste betätigen	 limit timer speed force	PROGRAMM 10 40 SYNC ABD 100 PROGRAMM 10 zeit 00H15MIN PROGRAMM 10 gesch : 1 Programm 10 kraft: _ _ _	Blinken der Werte. Die Tasten  oder  betätigen, um sie bei Bedarf zu verändern.
oder		PROGRAMM 10 PAUSober 0S	Der Wert für die Pause bei Erreichen des oberen Grenzwerts des Bewegungsumfangs blinkt.
Anzeige der Pausen			
Bei Bedarf Änderung der Pause bei Erreichen des oberen Grenzwerts des Bewegungsumfangs.	  Oder	PROGRAMM 10 PAUSober 10S	Der neue Wert für die Pause bei Erreichen des oberen Grenzwerts des Bewegungsumfangs blinkt.

VERWENDUNG DER FERNBEDIENUNGSEINHEIT

Eingabe eines Programms im PROGRAMMIERMODUS : Fortsetzung

Beginn	Betätigung der Tasten	Anzeige	Kommentar
Bestätigung und Anzeige der Pause bei Erreichen des unteren Grenzwerts des Bewegungsumfangs		PROGRAMM 10 PAUSunier 0S	Der Wert für die Pause bei Erreichen des unteren Grenzwerts des Bewegungsumfangs blinkt.
Bei Bedarf Änderung der Pause bei Erreichen des unteren Grenzwerts des Bewegungsumfangs.	 Oder 	PROGRAMM 10 PAUSunier 10S	Der neue Wert für die Pause bei Erreichen des unteren Grenzwerts des Bewegungsumfangs blinkt.
Bestätigung und Anzeige der Einstellung von gekoppelten Bewegungsabläufen	 abd/add + rot	PROGRAMM 10 0 syncrot 60	Die Nummer des Programms blinkt, und auf der Anzeige erscheinen die Werte für die Rotation in Verbindung mit der Abduktion.
Zur Veränderung des unteren Grenzwerts des Bewegungsumfangs		PROGRAMM 10 0 sync rot 60	Der Wert blinkt.
Bei Bedarf Veränderung des unteren Grenzwerts	 Oder 	PROGRAMM 10 50 syncrot 60	Der neue Wert blinkt.
Bestätigung und Anzeige des oberen Grenzwerts des Bewegungsumfangs		PROGRAMM 10 50 sync rot 60	Der Wert blinkt.
Bei Bedarf Veränderung des oberen Grenzwerts des Bewegungsumfangs	 oder 	PROGRAMM 10 50 syncrot 75	Der neue Wert blinkt (siehe Seite 11 für weitere Informationen über gekoppelte Bewegungsabläufe).
Speichern des Programms 10		PROGRAMM 10 Save: + clear: -	
Danach		PROGRAMM 10 speichen PROGRAMME 11 I eer	Das Programm Nr. 10 wurde gespeichert, und auf der Anzeige erscheint das nächste Programm. Sie können nun weitere Programme verändern.
ODER Löschen des Programms		PROGRAMM 10 I oeschen PROGRAMM 11 I eer	Das Programm Nr. 10 wurde gelöscht, und auf der Anzeige erscheint das nächste Programm. Sie können nun weitere Programme verändern.
Um den Programmiermodus zu verlassen, schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.		KINETEC CENTURA V3.2	Auf Seite 12 finden Sie Hinweise zur Verwendung der veränderten Programme.

VERWENDUNG DER FERNBEDIENUNGSEINHEIT

Bemerkungen :

- Wenn ein Programm gelöscht wurde, erscheint auf der Anzeige

PROGRAMM 11
leer

- Die Werte auf der Anzeige dienen zur Orientierung. Sie hängen in Wirklichkeit von den gespeicherten Programmen ab.

Programmiertabelle :

Programm Nr.	Art der Bewegung 	Unterer Grenzwert 	Oberer Grenzwert 	Geschwindigkeit 	Kraft 	Pause bei Erreichen des oberen Grenzwerts des Bewegungsumfangs 	Pause bei Erreichen des unteren Grenzwerts des Bewegungsumfangs 	Timer 
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								

VERWENDUNG DER FERNBEDIENUNGSEINHEIT

Definition der oberen und unteren Grenzwerte des Bewegungsumfangs

• Zu Beginn einer Behandlung

Die Funktion BETRIEBSART MANUELL oder Einstellung der Schmerzschwelle ermöglicht die Definition und Speicherung des von dem Patienten vertragenen maximalen Bewegungsumfangs.

Passen Sie die Schiene an den Patienten an, und gehen Sie in der folgenden Weise vor :

Beginn	Betätigung der Tasten	Anzeige	Kommentar
Einschalten der Schiene		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">KINETEC CENTURA V3.2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">KONTROLLE BEWEGU. BITTE WARTEN</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">KONTROLLE BEWEGU. motor: M1 M2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">FLEX/EXT 30 STOP 89 100</div>	Prüfen, ob der Schalter  sich in der Stellung oder  befindet
Aufrufen der BETRIEBSART MANUELL	 gedrückt halten	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">FLEX/EXT 30 MANUEL 89 100</div>	Die Schiene wird in die dem oberen Grenzwert entsprechende Stellung gebracht. Sie selbst kontrollieren die Schiene.
Speicherung der Schmerzschwelle bei Erreichen derselben	 limit	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">FLEX/EXT 30 MANUEL 150 150</div>	Speicherung des neuen oberen Grenzwerts des Bewegungsumfangs
Umkehrung der Bewegung	 gedrückt halten	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">FLEX/EXT 30 MANUEL 100 150</div>	Die Schiene wird in die dem unteren Grenzwert entsprechende Stellung gebracht.
Speicherung der Schmerzschwelle bei Erreichen derselben	 limit	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">FLEX/EXT 25 MANUEL 25 150</div>	Speicherung des neuen unteren Grenzwerts des Bewegungsumfangs
Beginn der Sitzung mit den neuen Grenzwerten für den Bewegungsumfang	 start	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">FLEX/EXT 30 run 30 150</div>	Der aktuelle Winkel verändert sich im Verlauf der Bewegung.

Spezifische Regeln bei gekoppelten Bewegungsabläufen :

- Nur der obere Grenzwert des Bewegungsumfangs kann in der BETRIEBSART MANUELL verändert werden.

Bemerkungen :

- Die Werte auf der Anzeige dienen zur Orientierung. Sie hängen in Wirklichkeit von den gespeicherten Programmen ab.

VERWENDUNG DER FERNBEDIENUNGSEINHEIT

• Während einer Behandlungssitzung

Die Funktion BETRIEBSART BYPASS oder Umgehung des programmierten Bewegungsumfangs ermöglicht die Definition und Speicherung des von dem Patienten vertragenen maximalen Bewegungsumfangs und damit die Ausdehnung desselben.

Beginn	Betätigung der Tasten	Anzeige	Kommentar
Die Schiene ist in Bewegung			Der aktuelle Winkel verändert sich im Verlauf der Bewegung. Prüfen, ob der Schalter sich in der Stellung  oder  befindet.
Aufrufen der BETRIEBSART BYPASS	 gedrückt halten		Die Schiene überschreitet den gespeicherten oberen Grenzwert.
Speicherung der neuen Schmerzschwelle bei Erreichen derselben	 limit		Speicherung des neuen oberen Grenzwerts des Bewegungsumfangs
Umkehrung der Bewegung	 gedrückt halten		Die Schiene wird in die dem unteren Grenzwert entsprechende Stellung gebracht.
Speicherung der neuen Schmerzschwelle bei Erreichen derselben	 limit		Speicherung des neuen unteren Grenzwerts des Bewegungsumfangs.
Automatischer Beginn der Sitzung mit den neuen Grenzwerten für den Bewegungsumfang.			Der aktuelle Winkel verändert sich im Verlauf der Bewegung.

Spezifische Regeln bei gekoppelten Bewegungsabläufen :

- Nur der obere Grenzwert des Bewegungsumfangs kann in der BETRIEBSART BYPASS verändert werden.


Bemerkungen :

- Die Werte auf der Anzeige dienen zur Orientierung. Sie hängen in Wirklichkeit von den gespeicherten Programmen ab.


MECHANISCHE EINSTELLUNGEN

Befestigung der Polsterung

Die Schiene KINETEC Centura wird mit 7 Gurten ausgeliefert :
Bestellnummer für kompletten Polstersatz: 4650001397



- 4 Gurte an der Schiene für Abduktion und Rotation.




- 3 Gurte an der Schiene für Abduktion bzw. Flexion.

Alle Gurte werden in derselben Weise verwendet (siehe gegenüberliegende Abbildung).


Die Gurte dürfen nicht zu fest um den Arm gezogen werden.

Im Interesse einer optimalen Hygiene sollten die Gurte vor der Behandlung eines weiteren Patienten gereinigt werden.



MECHANISCHE EINSTELLUNGEN

Einstellungen für den Bewegungsablauf ABDUKTION / ADDUKTION mit Einstellung der STELLUNG IN AUßENROTATION



Die KINETEC Centura beschreibt einen Bogen zwischen 20° und 160° Abduktion.


Bei dieser Bewegung wird die Rotation zwischen 60° Innen- und 90° Außenrotation eingestellt.

Wahl der Einzelteile


- Stuhl
- Schiene für Abduktion mit gekoppelter Rotation
- Fernbedienungseinheit




Montage der Einzelteile



Lösen Sie die Verstellehre (1), und verschieben Sie das Teil (2) so weit es geht nach rechts oder links. Schließen Sie die Fernbedienungseinheit an.




Bringen Sie den Abduktionsmotor in die entsprechende Stellung (3). Ziehen Sie die Verstellehre (4) fest. Schließen Sie den Motor an.




Bringen Sie den Rotationsmotor (5) in die entsprechende Stellung. Dabei müssen die folgenden Farbmarkierungen einander gegenüber liegen :

- Blau für den linken Arm.
- Rot für den rechten Arm.


Eine Markierung bestätigt durch Einrasten die korrekte Position. Schließen Sie den Motor an.



Stellen Sie die 90° Ellenbogenschiene (6) ebenfalls so ein, daß die Farbmarkierungen einander gegenüber liegen. Eine Markierung bestätigt durch Einrasten die korrekte Position.



Stellen Sie die Unterarmschiene (7) so ein, daß die Farbmarkierungen einander gegenüber liegen, und ziehen Sie die Verstellehre (8) fest.



Die KINETEC Centura ist nun zur Mobilisation einer linken Schulter bereit.


MECHANISCHE EINSTELLUNGEN

Anpassen an den Patienten


Versichern Sie sich, daß die Bezüge der Schiene sauber sind.
Bringen Sie die Schiene in eine für den Patienten schmerzfreie Stellung.



Plazieren Sie den Patienten so auf dem Stuhl, daß er bequem sitzt und der Rücken an der Rückenlehne anliegt. Bitten Sie ihn darum, seinen Arm zu stützen.



Verschieben Sie den gesamten Halteapparat für den Arm, und legen Sie den Arm des Patienten in die entsprechenden Halterungen. Befestigen Sie ihn mit den Gurten.




Einstellen der Länge:
a – der 90° Ellenbogenschiene
b – und der Unterarmschiene.

Einstellung der Achsen des Schultergelenks :

- c – Vertikale Einstellung :
 - Lösen Sie die beiden Verstelleerschrauben (1).
 - Verschieben Sie mit dem Griff (2) den gesamten Halteapparat des Arms nach oben oder unten.
 - Ziehen Sie die beiden Verstelleerschrauben (1) fest.
- d – Laterale Einstellung :
 - Lösen Sie die Verstelleerschraube (3).
 - Verschieben Sie den gesamten Halteapparat des Arms.
 - Ziehen Sie die Verstelleerschraube wieder fest (3).
- e – Anpassung der Abduktions-/Adduktionsebene
 - Lösen Sie die Verstelleerschraube (4).
 - Rotieren Sie den gesamten Halteapparat des Arms.
 - Ziehen Sie die Verstelleerschraube wieder fest (4).

- Einstellen der Armlehne.



Einschalten

- Anpassen der Stellung in Außenrotation :

- Betätigen Sie die Taste  , und stellen Sie die gewünschte Stellung unter Verwendung Betriebsart Manuell ein (siehe Seite 17)


- Wahl des Bewegungsumfangs Abduktion/Adduktion :

- Betätigen Sie die Taste  , und stellen Sie die Parameter des Bewegungsumfangs ein (siehe Seite 10),

- oder wählen Sie ein Programm  (siehe Seite 12).

MECHANISCHE EINSTELLUNGEN

Einstellungen für den Bewegungsablauf ABDUKTION / ADDUKTION mit Einstellung der STELLUNG DES ELLENBOGENS IN FLEXION/EXTENSION



Die KINETEC Centura beschreibt einen Bogen zwischen 20° und 160° Abduktion.


Bei dieser Bewegung bleibt die vom Arzt gewählte Beugung des Ellenbogens konstant.

Wahl der Einzelteile

• Stuhl




• Schiene für Abduktion oder Flexion




• Fernbedienungseinheit




Montage der Einzelteile



Lösen Sie die Verstellechraube (1), und verschieben Sie das Teil (2) so weit es geht nach rechts oder links. Schließen Sie die Fernbedienungseinheit an.



Bringen Sie den Abduktionsmotor in die entsprechende Stellung (3). Ziehen Sie die Verstellechraube (4) fest. Schließen Sie den Motor an.




Bringen Sie die Aufnahme für die Unterarmschiene (5) in die entsprechende Stellung. Dabei müssen die folgenden Farbmarkierungen einander gegenüber liegen:

- Blau für den linken Arm.
- Rot für den rechten Arm.

Eine Markierung bestätigt durch Einrasten die korrekte Position.



Stellen Sie die Unterarmschiene (7) so ein, daß die Farbmarkierungen einander gegenüber liegen, und ziehen Sie die Verstellechraube (6) fest.



Bringen Sie die Oberarmschiene (8) an. Eine Markierung bestätigt durch Einrasten die korrekte Position.




Die KINETEC Centura ist nun zur Mobilisation einer linken Schulter bereit.


MECHANISCHE EINSTELLUNGEN

Anpassen an den Patienten


Versichern Sie sich, daß die Bezüge der Schiene sauber sind.
Bringen Sie die Schiene in eine für den Patienten schmerzfreie Stellung.



Plazieren Sie den Patienten so auf dem Stuhl, daß er bequem sitzt und der Rücken an der Rückenlehne anliegt. Bitten Sie ihn darum, seinen Arm zu stützen.



Verschieben Sie den gesamten Halteapparat für den Arm, und legen Sie den Arm des Patienten in die entsprechenden Halterungen.
Befestigen Sie ihn mit den Gurten.




Einstellen der Länge:
a – der Oberarmschiene
b – und der Unterarmschiene.

Einstellung der Achsen des Schultergelenks :

- c – Vertikale Einstellung :
 - Lösen Sie die beiden Verstellerschrauben (1).
 - Verschieben Sie mit dem Griff (2) den gesamten Halteapparat des Arms nach oben oder unten.
 - Ziehen Sie die beiden Verstellerschrauben (1) fest.
- d – Laterale Einstellung :
 - Lösen Sie die Verstellerschraube (3).
 - Verschieben Sie den gesamten Halteapparat des Arms.
 - Ziehen Sie die Verstellerschraube wieder fest (3).
- e – Anpassung der Abduktions-/Adduktionsebene
 - Lösen Sie die Verstellerschraube (4).
 - Rotieren Sie den gesamten Halteapparat des Arms.
 - Ziehen Sie die Verstellerschraube wieder fest (4).

- Einstellen der Armlehne.




Einschalten


- Einstellung der Beugung des Ellenbogens :

- Lösen Sie die Verstellerschraube (6), und stellen Sie die gewünschte Beugung ein.

- Wahl des Bewegungsumfangs Abduktion/Adduktion :


- Betätigen Sie die Taste , und stellen Sie die Parameter des Bewegungsumfangs ein (siehe Seite 10),

- oder wählen Sie ein Programm  (siehe Seite 12).



MECHANISCHE EINSTELLUNGEN

Einstellungen für den Bewegungsablauf ABDUKTION / ADDUKTION mit GEKOPPELTER ROTATION




Die KINETEC Centura beschreibt einen Bogen zwischen 20° und 160° Abduktion mit gekoppelter Rotation von maximal 120°.

Wahl der Einzelteile


- Stuhl
- Schiene für Abduktion mit gekoppelter Rotation
- Fernbedienungseinheit




Montage der Einzelteile



Lösen Sie die Verstellechraube (1), und verschieben Sie das Teil (2) so weit es geht nach rechts oder links. Schließen Sie die Fernbedienungseinheit an.




Bringen Sie den Abduktionsmotor in die entsprechende Stellung (3). Ziehen Sie die Verstellechraube (4) fest. Schließen Sie den Motor an.




Bringen Sie den Rotationsmotor (5) in die entsprechende Stellung. Dabei müssen die folgenden Farbmarkierungen einander gegenüber liegen :


- Blau für den linken Arm.
 - Rot für den rechten Arm.
- Eine Markierung bestätigt durch Einrasten die korrekte Position. Schließen Sie den Motor an.



Stellen Sie die 90° Ellenbogenschiene (6) ebenfalls so ein, daß die Farbmarkierungen einander gegenüber liegen. Eine Markierung bestätigt durch Einrasten die korrekte Position.



Stellen Sie die Unterarmschiene (7) so ein, daß die Farbmarkierungen einander gegenüber liegen, und ziehen Sie die Verstellechraube (8) fest.



Die KINETEC Centura ist nun zur Mobilisation einer linken Schulter bereit.


MECHANISCHE EINSTELLUNGEN

Anpassen an den Patienten


Versichern Sie sich, daß die Bezüge der Schiene sauber sind.
Bringen Sie die Schiene in eine für den Patienten schmerzfreie Stellung.



Plazieren Sie den Patienten so auf dem Stuhl, daß er bequem sitzt und der Rücken an der Rückenlehne anliegt. Bitten Sie ihn darum, seinen Arm zu stützen.




Verschieben Sie den gesamten Halteapparat für den Arm, und legen Sie den Arm des Patienten in die entsprechenden Halterungen.
Befestigen Sie ihn mit den Gurten.



Einstellen der Länge:
a – der 90° Ellenbogenschiene
b – und der Unterarmschiene.

Einstellung der Achsen des Schultergelenks :

- c – Vertikale Einstellung :
 - Lösen Sie die beiden Verstellerschrauben (1).
 - Verschieben Sie mit dem Griff (2) den gesamten Halteapparat des Arms nach oben oder unten.
 - Ziehen Sie die beiden Verstellerschrauben (1) fest.
 - d – Laterale Einstellung :
 - Lösen Sie die Verstellerschraube (3).
 - Verschieben Sie den gesamten Halteapparat des Arms.
 - Ziehen Sie die Verstellerschraube wieder fest (3).
 - e – Anpassung der Abduktions-/Adduktionsebene
 - Lösen Sie die Verstellerschraube (4).
 - Rotieren Sie den gesamten Halteapparat des Arms
 - Ziehen Sie die Verstellerschraube wieder fest (4).
- Einstellen der Armlehne.



Einschalten


- Wahl des Bewegungsablaufs Abduktion/Adduktion gekoppelt mit Rotation :

- Betätigen Sie die Taste  , und stellen Sie die Parameter des Bewegungsumfangs ein (siehe Seite 11),

- oder wählen Sie ein Programm  (siehe Seite 12).

MECHANISCHE EINSTELLUNGEN

Einstellungen für den Bewegungsablauf AUßENROTATION



Die KINETEC Centura beschreibt einen Bogen zwischen 60° Innenrotation und 90° Außenrotation.


Bei diesem Bewegungsablauf wird die Abduktionsstellung des Arms durch den Arzt festgesetzt.

Wahl der Einzelteile


- Stuhl
- Schiene für Abduktion mit gekoppelter Rotation
- Fernbedienungseinheit




Montage der Einzelteile



Lösen Sie die Verstellehre (1), und verschieben Sie das Teil (2) so weit es geht nach rechts oder links. Schließen Sie die Fernbedienungseinheit an.




Bringen Sie den Abduktionsmotor in die entsprechende Stellung (3). Ziehen Sie die Verstellehre (4) fest. Schließen Sie den Motor an.




Bringen Sie den Rotationsmotor (5) in die entsprechende Stellung. Dabei müssen die folgenden Farbmarkierungen einander gegenüber liegen :

- Blau für den linken Arm.
- Rot für den rechten Arm.


Eine Markierung bestätigt durch Einrasten die korrekte Position. Schließen Sie den Motor an.



Stellen Sie die 90° Ellenbogenschiene (6) ebenfalls so ein, daß die Farbmarkierungen einander gegenüber liegen. Eine Markierung bestätigt durch Einrasten die korrekte Position.



Stellen Sie die Unterarmschiene (7) so ein, daß die Farbmarkierungen einander gegenüber liegen, und ziehen Sie die Verstellehre (8) fest.



Die KINETEC Centura ist nun zur Mobilisation einer linken Schulter bereit.


MECHANISCHE EINSTELLUNGEN

Anpassen an den Patienten


Versichern Sie sich, daß die Bezüge der Schiene sauber sind.
Bringen Sie die Schiene in eine für den Patienten schmerzfreie Stellung.



Plazieren Sie den Patienten so auf dem Stuhl, daß er bequem sitzt und der Rücken an der Rückenlehne anliegt. Bitten Sie ihn darum, seinen Arm zu stützen.




Verschieben Sie den gesamten Halteapparat für den Arm, und legen Sie den Arm des Patienten in die entsprechenden Halterungen.
Befestigen Sie ihn mit den Gurten.



Einstellen der Länge:
a – der 90° Ellenbogenschiene
b – und der Unterarmschiene.

Einstellung der Achsen des Schultergelenks :

- c – Vertikale Einstellung :
 - Lösen Sie die beiden Verstellechrauben (1).
 - Verschieben Sie mit dem Griff (2) den gesamten Halteapparat des Arms nach oben oder unten.
 - Ziehen Sie die beiden Verstellechrauben (1) fest.
 - d – Laterale Einstellung :
 - Lösen Sie die Verstellechraube (3).
 - Verschieben Sie den gesamten Halteapparat des Arms.
 - Ziehen Sie die Verstellechraube wieder fest (3).
 - e – Anpassung der Abduktions-/Adduktionsebene
 - Lösen Sie die Verstellechraube (4).
 - Rotieren Sie den gesamten Halteapparat des Arms.
 - Ziehen Sie die Verstellechraube wieder fest (4).
- Einstellen der Armlehne.



Einschalten

Einstellung der Abduktionsstellung :

- Betätigen Sie die Taste  , und stellen Sie die Abduktion in der BETRIEBSART MANUELL ein (siehe Seite 17).

• Auswahl des Bewegungsablaufs Rotation :


- Betätigen Sie die Taste  , und stellen Sie die Bewegungsparameter ein (siehe Seite 11),

- oder wählen Sie ein Programm  (siehe Seite 12).

MECHANISCHE EINSTELLUNGEN

Einstellungen für den Bewegungsablauf FLEXION/EXTENSION

Die KINETEC Centura beschreibt einen Bogen zwischen 20° und 180° Flexion.
Bei dieser Bewegung bleibt die vom Arzt gewählte Beugung des Ellenbogens konstant.



Wahl der Einzelteile

• Stuhl




• Schiene für Abduktion oder Flexion




• Fernbedienungseinheit




Montage der Einzelteile



Lösen Sie die Verstellerschraube (1), und verschieben Sie das Teil (2) so weit es geht nach rechts oder links. Schließen Sie die Fernbedienungseinheit an.




Bringen Sie den Abduktionsmotor in die entsprechende Stellung (3). Ziehen Sie die Verstellerschraube (4) fest. Schließen Sie den Motor an.




Bringen Sie die Aufnahme für die Unterarmschiene (5) in die entsprechende Stellung. Dabei müssen die folgenden Farbmarkierungen einander gegenüber liegen :


- Blau für den linken Arm.
 - Rot für den rechten Arm.
- Eine Markierung bestätigt durch Einrasten die korrekte Position.



Stellen Sie die Unterarmschiene (6) so ein, daß die Farbmarkierungen einander gegenüber liegen, und ziehen Sie die Verstellerschraube (7) fest.



Bringen Sie die Oberarmschiene (8) an. Eine Markierung bestätigt durch Einrasten die korrekte Position.




Die KINETEC Centura ist nun zur Mobilisation einer linken Schulter bereit.


MECHANISCHE EINSTELLUNGEN

Anpassen an den Patienten


Versichern Sie sich, daß die Bezüge der Schiene sauber sind.
Bringen Sie die Schiene in eine für den Patienten schmerzfreie Stellung.



Plazieren Sie den Patienten so auf dem Stuhl, daß er bequem sitzt und der Rücken an der Rückenlehne anliegt. Bitten Sie ihn darum, seinen Arm zu stützen.



Verschieben Sie den gesamten Halteapparat für den Arm, und legen Sie den Arm des Patienten in die entsprechenden Halterungen.
Befestigen Sie ihn mit den Gurten.




Einstellen der Länge:
a – der Oberarmschiene
b – und der Unterarmschiene.

Einstellung der Achsen des Schultergelenks :

- c – Vertikale Einstellung :
 - Lösen Sie die beiden Verstellerschrauben (1).
 - Verschieben Sie mit dem Griff (2) den gesamten Halteapparat des Arms nach oben oder unten.
 - Ziehen Sie die beiden Verstellerschrauben (1) fest.
- d – Laterale Einstellung :
 - Lösen Sie die Verstellerschraube (3).
 - Verschieben Sie den gesamten Halteapparat des Arms.
 - Ziehen Sie die Verstellerschraube wieder fest (3).
- e – Einstellung der Tiefe der Schulter :
 - Lösen Sie die Verstellerschrauben (4).
 - Verschieben Sie den gesamten Halteapparat des Arms.
 - Ziehen Sie die Verstellerschraube (4) wieder fest.
- f – Anpassung der Abduktions-/Adduktionsebene
 - Lösen Sie die Verstellerschraube (5).
 - Rotieren Sie den gesamten Halteapparat des Arms.
 - Ziehen Sie die Verstellerschraube wieder fest (5).

- Einstellen der Armlehne.



Einschalten

- Wahl des Bewegungsablaufs Flexion/Extension :

- Betätigen Sie die Taste



, und stellen Sie die Parameter für den Bewegungsumfang ein (siehe Seite 10),


- oder wählen Sie ein Programm



(siehe Seite 12).

MECHANISCHE EINSTELLUNGEN

Einstellungen für den Bewegungsablauf HORIZONTALE ABDUKTION



Verfügbar auf Centura 5 oder in option.,


Die KINETEC Centura beschreibt einen Bogen zwischen -30° bis 110° Horizontale Abduktion.

Wahl der Einzelteile

• Stuhl




• Schiene für Horizontale Abduktion




• Fernbedienungseinheit




Montage der Einzelteile




Befestigen Sie die Stange für die horizontale Abduktion an der Schiene. Achten Sie dabei auf die Position der Farbcodierung. Ziehen Sie die Schrauben fest.



Befestigen Sie den Abduktionsmotor M1 an der Stange. Bei einer Einstellung für die rechte Seite müssen Sie den roten Punkt am Motor sehen (blau für die linke Seite). Alle Positionen sind einstellbar, um eine horizontale oder geringere Abduktion zu ermöglichen.



Stecken Sie den Halter für die 90°-Ellbogenschiene an den Abduktionsmotor. Die passenden Farbpunkte (rot für rechts, blau für links) sollen nahe beieinander liegen. Aus Sicherheitsgründen kann dieser Teil NUR durch ein Ziehen nach oben entfernt werden.




Stecken Sie die 90°-Ellbogenschiene unter Beachtung der Farbcodierung in die Halterung.

MECHANISCHE EINSTELLUNGEN

Anpassen an den Patienten

Versichern Sie sich, daß die Bezüge der Schiene sauber sind.
Bringen Sie die Schiene in eine für den Patienten schmerzfreie Stellung.





Plazieren Sie den Patienten so auf dem Stuhl, daß er bequem sitzt und der Rücken an der Rückenlehne anliegt. Bitten Sie ihn darum, seinen Arm zu stützen.

Verschieben Sie den gesamten Halteapparat für den Arm, und legen Sie den Arm des Patienten in die entsprechenden Halterungen.
Befestigen Sie ihn mit den Gurten.

Einstellen der Länge:
a – der Oberarmschiene
b – und der Unterarmschiene.

Einstellung der Achsen des Schultergelenks

- c – Vertikale Einstellung :
 - Lösen Sie die beiden Verstellerschrauben (1).
 - Verschieben Sie mit dem Griff (2) den gesamten Halteapparat des Arms nach oben oder unten.
 - Ziehen Sie die beiden Verstellerschrauben (1) fest.
- d – Laterale Einstellung :
 - Lösen Sie die Verstellerschraube (3).
 - Verschieben Sie den gesamten Halteapparat des Arms.
 - Ziehen Sie die Verstellerschraube wieder fest (3).
- e – Einstellung der Tiefe der Schulter :
 - Lösen Sie die Verstellerschrauben (4).
 - Verschieben Sie den gesamten Halteapparat des Arms.
 - Ziehen Sie die Verstellerschraube (4) wieder fest.
- f – Anpassung der Horizontal oder gesenkt
 - Lösen Sie die Verstellerschraube (5).
 - Rotieren Sie den gesamten Halteapparat des Arms.
 - Ziehen Sie die Verstellerschraube wieder fest (5).



- Einstellen der Armlehne.


Einschalten

- Wahl des Bewegungsablaufs Horizontale Abduktion :

- Betätigen Sie die Taste , und stellen Sie die Parameter für den Bewegungsumfang ein (siehe Seite 10),

- oder wählen Sie ein Programm  (siehe Seite 12).


OPTIONS



Horizontale Abduktion



Sitzhöhenverstellung



Shulter-Fixation



Kopfstütze



Steuerung für CPM-Gerät für die Hand



Skalierungs-set



Tragetasche

PRODUKTINFORMATIONEN

Wartung

Nach 2000 Betriebsstunden benötigt das KINETEC Centura™ einige Schmier- und Wartungsarbeiten (Schmierung der Gelenke sowie der Nadellager und Spindelgetriebe). Bei Fälligkeit dieser Wartungsarbeiten erscheint beim Einschalten auf der Anzeige die Meldung "WARTUNG MOTOR". Sie können Ihre KINETEC Centura jedoch weiterhin durch Betätigen der Taste START in Gang setzen, aber Sie müssen den nächstgelegenen KINETEC-Händler verständigen, um die Wartungsarbeiten vornehmen zu lassen.


Wenn das Gerät das Ende seiner Betriebszeit erreicht hat, schicken Sie es bitte samt Zubehör an uns zurück, damit wir die Entsorgung für Sie vornehmen können.

Behebung von Störungen

Ihr KINETEC-Händler kann Ihnen auf Anforderung ein Ersatzteilverzeichnis sowie einen technischen Katalog zur Verfügung stellen.

Wenn nach Anschließen und Einschalten der KINETEC Centura

- keine Informationen auf der Anzeige erscheinen :
 - Prüfen Sie mit Hilfe eines anderen elektrischen Gerätes oder eines Voltmeters, ob Spannung vorhanden ist.
 - Ersetzen Sie die Sicherung(en) des Anschlußkastens durch Sicherungen desselben Typs und Kalibers (2 Sicherungen T 750 mA 250 V 6,3 x 32) (KINETEC Nr.: 4610007434).
 - Wenn die Anzeige weiterhin leer bleiben sollte, verständigen Sie die nächstgelegene KINETEC-Vertretung.



Wenn nach dem Einschalten Ihrer KINETEC CENTURA

- auf der Anzeige die Meldung "15 STOP 25 115" erscheint, betätigen Sie erneut die Taste START.
- wenn die KINETEC immer noch nicht funktioniert, verständigen Sie die nächstgelegene KINETEC-Vertretung.
- auf der Anzeige eine der folgenden Meldungen erscheint :
 - "WINKELPOSITIO" : Störung der Funktion der Winkelmessung,
 - oder "KEINE BEWEGU." : keine Bewegung,
 - oder "FALSCHER RICHT" : Störung der Drehrichtung des Motors,
 - oder "MX GEGENKRAFT" : Störung des Stromverbrauchs des Motors,
 - oder "ANSCHLUSS" : Störung der Stromversorgung ;

schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. Wenn die Meldung weiterhin erscheint, setzen Sie sich mit der nächstgelegenen KINETEC-Händler in Verbindung.

Reinigung

TRENNEN Sie die Schiene vor allem durch Ziehen des Netzsteckers VON DER STROMVERSORGUNG, bevor Sie sie reinigen.

Sprühen Sie ein DESINFEKTIONSMITTEL (Lösung auf PROPANOL- / ISOPROPANOL- oder ALDEHYDBASIS) mit einem Zerstäuber auf die zu desinfizierenden OBERFLÄCHEN (Kunststoffverkleidungen und Teile aus Metall).

Im Interesse einer optimalen Hygiene sollten alle Polsterungen der Schiene vor der Behandlung eines neuen Patienten gewaschen werden. Alle Verbrauchsmaterialien können gefahrlos entsorgt werden.

Empfehlungen zur hygienischen Reinigung der Gurte:

- Sterilisation der Gurte (sofern nötig) :
Autoklave bei 134° für 18 Minuten.
- Desinfektion der Gurte :
Waschen bei 30°C unter Verwendung eines Desinfektionsmittels während des Spülvorgangs.
Beispiele für Desinfektionsmittel : Lösung Bac linge 0,125% oder Souplianos 0,125% von den Laboratoires ANIOS. Auf Anfrage schicken wir Ihnen eine Liste der Bezugsquellen in Ihrem Land.

Technische Eigenschaften

Produkt
 Gewicht : 22 kg
 Abmessungen der Schiene : 56 cm x
 100 cm x 76 cm
 Winkelausschläge : siehe Seite 2
 Geschwindigkeiten : 50° bis 140°/min
 Größe der Patienten : 140 bis 200 cm

Stromversorgung
 Spannung : 100 bis 240 V ~
 Frequenz : 50-60Hz
 Leistungsaufnahme : 50VA
 Gerät Typ B, Klasse 1
 IP 20.
 Sicherung T 750mA 250V
 6,3x32mm
 KINETEC Nr.: 4610007434

Umgebung
 - Lagerungs- / Transportbedingungen :
 Umgebungstemperatur : -40° C bis +70° C
 Relative Luftfeuchtigkeit : bis 90 %
 - Betriebsbedingungen :
 Umgebungstemperatur : +10°C bis +40°C.
 Relative Luftfeuchtigkeit : bis 80%.

Verwendete Symbole

	Gerät Typ B (Schutz vor elektrischen Schlägen)
	Achtung (siehe Begleitdokumentation)
	AUS (Ausschalten)
	EIN (Einschalten)
	Start der Bewegung
	Unterbrechen der Bewegung
	Zugang zum Programm
	Taste Geschwindigkeit
	Taste Zeitvorwahl
	Taste Kraft
	Taste Pausen
	Taste mehr
	Taste weniger

	Taste für untere Begrenzung
	Taste für obere Begrenzung
	Taste Flexion
	Taste Rotation
	Taste Abduktion
	Taste gekoppelte Bewegung
	Fernbedienungseinheit gesperrt
	Fernbedienungseinheit gesperrt
	Fernbedienungseinheit entsperrt
	Fernbedienungseinheit teilweise gesperrt
	Netzkontrolleuchte oder Störungsleuchte
	Wechselstrom

Garantiebedingungen

Die Gewährleistung für dieses Kinetec-Gerät erstreckt sich ausschließlich auf den kostenlosen Ersatz des defekten Teils oder der defekten Teile bzw. auf deren Reparatur.

Kinetec gibt für die Dauer eines Jahres ab dem Kaufdatum die Gewährleistung, daß seine Geräte zur passiven Gelenkmobilisation frei von fertigungsbedingten Mängeln sind.

Nur Kinetec ist berechtigt, über die Gültigkeit von Garantieansprüchen in Verbindung mit seinen Geräten zu entscheiden.

Die Garantie erlischt, wenn das Gerät auf andere Weise oder unter anderen Bedingungen als in der Bedienungsanleitung beschrieben verwendet wird.

Bei Beschädigung oder Unfall aufgrund von Fahrlässigkeit, mangelnder Aufsicht oder Wartung sowie nach Veränderungen des Geräts oder Reparaturversuchen ist ein Gewährleistungsanspruch ebenfalls ausgeschlossen.

**DECLARATION "CE" DE CONFORMITE
"EC" DECLARATION OF CONFORMITY**

Nous

KINETEC S.A.

We

(nom du fabricant ou de son mandataire dans la Communauté Européenne)
(Name of manufacturer or his representative established within the European Community)
rue Albert Deville- TOURNES - 08014 CHARLEVILLE MEZIERES

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit
declare on our own responsibility that product

KINETEC d'épaule CENTURA;
SHOULDER KINETEC model CENTURA ;
CENTURA 5 (avec abduction horizontale/with horizontal abduction) ;
CENTURA B&W (utilisation au lit et en fauteuil roulant/for bed and wheelchair using)
(nom, type ou modèle, (éventuellement n° de lot, d'échantillon ou de série, sources et nombre d'exemplaires))
(Brand name, model, (N° of lot or series if necessary))

est un dispositif de classe IIa selon l'annexe IX, règle 9 de la directive 93/42 relative aux
dispositifs médicaux et satisfait aux dispositions des Directives du Conseil qui lui sont
applicables ainsi qu'au code de la santé publique livre Vbis :
is a class IIa device according to 93/42/CEE Medical devices directive, annexe IX, rules 9 and
complies with the assessment criteria of Council's Directives to which it applies and to the livre Vbis:

- n° 93/42/CEE du 14 juin 1993 - DISPOSITIFS MEDICAUX
- n° 93/42/CEE of June 14, 1993 - MEDICAL DEVICES
obligatoire à partir du 14 Juin 1998 / mandatory date : June 14, 1998
- n° 89/336/CEE du 3 mai 1989 - COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE
- n° 89/336/CEE of May 3, 1989 - ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY
obligatoire à partir du 1er janvier 1996 / mandatory date : January 1, 1996

et que le système qualité du fabricant est conforme aux normes ou autres documents normatifs suivants :
and the quality system of the manufacturer is in conformity with the following standard (s) :

ISO 13485/2003 - ISO 9001/2000
Certificat n° 1224/9001-13485/1 délivré par le Gmed
Certificate n° 1224/9001-13485/1 established by Gmed

Attestation de conformité à l'annexe II.3 délivrée par le Gmed N°1224/B2P3/1
Certificate for approval of full Quality Assurance System - Annexe II.3 - N° 1224/B2P3/1 established by Gmed

Année d'apposition du Marquage CE : 2000
Year in which CE mark was affixed : 2000

Tournes, le 28 février 2006
Tournes, february 28th, 2006
(lieu et date / place and date)



J. ANDRY
Responsable de site / site manager
(Nom, titre et signature du signataire autorisé)
(Name, function and sign of authorised people)

CENTURA - REV4

SPRACHAUSWAHL

Beginn	Betätigung der Tasten	Anzeige	Kommentar
Einschalten der Schiene		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">KINETEC CENTURA V3.2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">KONTROLLE BEWEGU. BITTE WARTEN</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">KONTROLLE BEWEGU. MOTOR: M1 M2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">FLEX/EXT 30 STOP 89 100</div>	Prüfen, ob der Schalter sich in der Stellung  Oder  befindet
Alle 2 Tasten gleichzeitig betätigen	 	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">Language English</div>	Anzeige der Sprachenparameter.
Sprachauswahl bei Bedarf	  Oder	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">Language GERMAN</div>	Sprachauswahl in Deutsch. English French German Italian Spanish
Bestätigen der Sprache	 limit	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">OK Switch on/off</div>	Nach Bestätigung der Sprache den OF-Schalter betätigen. Danach kann das Gerät mit dem ON-Schalter eingeschaltet werden.